

EN -Singleuse nitrile examination glove. Powder-Free. Not Made With Natural Rubber Latex. Textured finish. Non-Sterile. Prevents Type I Allergies. Protection is limited to the hand only. If irritation occurs seek medical advice. Obsolescence:- When stored as recommended the product will not suffer any change in chemical properties for up to 5 years from date of manufacture. Service life cannot be specified and depends on application and responsibility of user to ascertain suitability of the glove for its intended use. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. In appropriate glove use:- Tactile sensitivity and dexterity reduces with a poor-fitting glove, which can cause fatigue in the hands and fingers. Wrong size and poor fitting lead to poor hand protection. Glove donning:- Choose the appropriate glove size. Check for any physical damages or contamination prior to each use of the glove. Discard if there is any damage or contaminant. Glove doffing:- Remove the glove as soon as you see wearing or damage. When the gloves are covered in a contaminant that is not removable or presents a potential hazard it is advisable to ease left and right gloves off alternately using the gloved hand so that the gloves are removed without the contaminant contacting the skin. Hand Hygiene:- To maintain hand hygiene wash hands thoroughly before donning gloves and after removing gloves. Used gloves should be disposed by incineration or as per the regulation of local authorities. To access and download Declaration of Conformity please visit gg-doc.com/skytec. The product is in compliance with the PPE regulation (EU) 2016/425. Tested according to EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 (radioactive contamination only). Warning: this glove doesn't protect from mechanical risks.

DE - Einweg-Untersuchungshandschuh aus Nitril. Puderfrei. Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt. Strukturierte Oberfläche. Nicht keimfrei. Vermeidet Allergien vom Typ I. Der Schutz ist nur auf die Hand beschränkt. Bei Auftreten von Reizungen suchen Sie einen Arzt auf. Obsoleszenz: Wenn das Produkt wie empfohlen gelagert wird, verändert es seine chemischen Eigenschaften bis zu 5 Jahre lang ab dem Herstellungsdatum nicht. Die Lebensdauer kann nicht angegeben werden und hängt vom Einsatzbereich ab. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Handschuhs für die vorgesehene Verwendung zu prüfen. Überprüfen Sie die Handschuhe vor dem Gebrauch auf Schäden und Mängel. Unangemessener Gebrauch der Handschuhe: Bei schlecht sitzend en Handschuhen verringern sich Tastempfinden und Fingerfertigkeit, was zu Ermüdung der Hände und Fing er führen kann. Falsche Größe und schlechter Sitz führen zu verringer tem Handschutz. Anziehen d er Handschuhe: Wählen Sie die richtig e Handschuhgröße. Überprüfen Sie die Handschuhe vor jedem Gebrauch auf physische Schäden oder Verunreinigungen. Entsorgen Sie beschädigte und verunreinigte Handschuhe. Ausziehen d er Handschuhe: Ziehen Sie die Handschuhe aus, sobald Sie Verschleiß oder Beschädigungen feststellen. Wenn d er Handschuh mit einer Verunreinigung bedeckt ist, die nicht entfernt werden kann oder eine mögliche Gefahr darstellt, sollten beide Handschuhe abwechselnd mit d er behandschuhten Hand ausgezogen werden, sodass die Verunreinigung nicht mit d er Haut in Berührung kommt. Handhygiene: Um die Handhygiene aufrechtzuerhalten, waschen Sie sich die Hände gründlich vor dem Anziehen und nach dem Ausziehen der Handschuhe. Gebrauchte Handschuhe sollten verbrannt oder gemäß den Vorschriften der örtlichen Behörden entsorgt werden. Die Konformitäts Erklärung können Sie unter gg-doc.com/skytec aufrufen und herunterladen. Das Produkt ist konform mit der PSA-Verordnung (EU) 2016/425. Geprüft nach EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 (radioactive contamination only). Achtung: Dieser Handschuh schützt nicht vor mechanischen Risiken.

ES - Guante de examen de nitrilo de un solo uso. Sin polvo. No fabricado con látex de caucho natural. Acabado texturizado. No estéril. Evita alergias de tipo I. La protección se limita únicamente a la mano. En caso de irritación, consulte a su médico. Obsolescencia: Si el producto se almacena según las recomendaciones, sus propiedades químicas no varían hasta 5 años después de la fecha de fabricación. No es posible precisar su vida útil, ya que depende del uso que se haga de él y de la responsabilidad del usuario a la hora de determinar la idoneidad de los guantes para el uso previsto. Antes de utilizar los guantes, compruebe que no tienen defectos o imperfecciones. Uso inadecuado de los guantes: La sensibilidad táctil y la dexteridad se reducen cuando los guantes no están correctamente ajustados, lo que puede provocar fatiga en las manos y los dedos. Utilizar un tamaño inadecuado o no ajustarlo bien disminuye la protección de las manos. Colocación de los guantes: Escija guantes de tamaño adecuado. Cada vez que vaya a utilizar un guante, verifique previamente si existen daños físicos o contaminación. De ser así, deséchelo. Retirada de los guantes: Quite los guantes en cuanto detecte desgaste o daños en ellos. Si un guante está cubierto por alguna sustancia contaminante que no pueda retirarse o que presente un riesgo potencial, se recomienda ir quitándose los guantes de a poco e ir echándolos alternativamente de modo que la mano que utilice esté siempre cubierta para que la sustancia contaminante no entre en contacto con la piel. Higiene de manos: Para mantener la higiene de manos, lávelas concienzudamente antes de colocar los guantes y una vez retirados. Los guantes usados deben eliminarse mediante incineración o según se indique en la normativa de las autoridades locales. Puede acceder a la declaración de conformidad y descargarla en la página gg-doc.com/skytec. Este producto cumple con el Reglamento (UE) 2016/425 sobre EPI. Probado según la norma EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 (radioactive contamination only). Atención: este guante no protege de riesgos mecánicos.

FR - Gant d'examen en nitrile à usage unique. Non poudré. Ne contient pas de latex en caoutchouc naturel. Finition texturée. Non stérile. Prévi ent les allergies de type I. La protection est limitée à la main. Veuillez consulter un médecin en cas d'irritation. Obsolescence : - Lorsque le produit est stocké conformément aux recommandations, il ne subira aucune modification de ses propriétés chimiques pendant une période pouvant aller jusqu'à 5 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie utile ne peut être spécifiée. Elle dépend de l'application qu'en fait l'utilisateur et s'il s'assure que le gant convient à l'usage auquel il est destiné. Veuillez vérifier que les gants ne présentent pas de défauts ou d'imperfections avant chaque utilisation. Utilisation non adaptée des gants : - La sensibilité tactile et la dextérité diminuent avec un gant mal ajusté, ce qui peut entraîner une fatigue des mains et des doigts. Une mauvaise taille et un mauvais ajustement conduisent à une protection des mains inefficace. Enfilage des gants : - Choisissez la taille de gant adaptée. Veuillez vérifier que les gants ne sont pas endommagés ou contaminés avant chaque utilisation. Le cas échéant, jetez les gants immédiatement. Désenfilage des gants : - Retirez le gant dès que vous constatez qu'il est usé ou endommagé. Lorsque le gant est recouvert d'un contaminant quine peut pas être nettoyé ou qui présente un risque potentiel, il est conseillé d'enlever alternativement les gants gauche et droit en utilisant la main gantée de manière à ce que les gants soient enlevés sans que le contaminant entre en contact avec la peau. Hygiène des mains : - Pour une hygiène des mains efficace, lavez-vous soigneusement les mains avant d'enfiler les gants et après les avoir retirés. Les gants usagés doivent être incinérés ou jetés conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation. Pour accéder à la déclaration de conformité et la télécharger, veuillez vous rendre sur le site gg-doc.com/skytec. Le produit est conforme au règlement EPI (UE) 2016/425. Testé selon la norme EN ISO 21420:2020. Attention : ce gant ne protège pas des risques mécaniques. Conforme à l'Arrêté du 05/08/2020.

IT - Guanto monouso in nitrile per esami medici. Senza polvere. Realizzato senzalatice di gomma naturale. Finitura testurizzata. Non sterile. Previene le allergie di tipo I. La protezione è limitata esclusivamente alle mani. In caso di irritazioni, consultare un medico. Obsolescenza: se il prodotto viene conservato secondo le modalità consigliate, le sue caratteristiche chimiche rimarranno inalterate per un massimo di 5 annidalla data di produzione. Non è possibile fornire un'indicazione specifica sulla durata del guanto, perché dipende dal tipo di applicazione. L'utente si assume la responsabilità di verificare l'idoneità per l'uso previsto. Ispezione i guanti prima dell'uso e assicurarsi che non presentino difetti o imperfezioni. Utilizzo inappropriato: un guanto che non aderisce bene alla mano riduce la sensibilità tattile e l'annunalià e potrebbe causare un affaticamento della mano e delle dita. L'uso di guanti della taglia sbagliata o poco aderenti può ridurre il livello di protezione della mano. Al momento di indossar e i guanti: scegliere guanti della taglia corretta. Ognivolta, prima di indossare i guanti, verificare che non siano danneggiati o contaminati. Se si notano danni o segni di contaminazione, gettare i guanti. Rimozione dei guanti: se un guanto dovesse apparire danneggiato o usurato, rimuoverlo immediatamente. Se i guanti dovessero essere ricoperti di sostanze contaminanti che non possono essere rimosse o se presentano altri tipi di rischi potenziali, si consiglia di rimuoverli gradualmente, alternando prima una mano e poi l'altra, in modo da mantenere le mani protette ed evitare il contatto del contaminante con la pelle. I guanti delle mani: per una corretta igiene, lavare accuratamente le mani prima di indossare i guanti dopo la rimozione. I guanti usati devono essere inceneriti o smaltiti in conformità alle disposizioni delle autorità locali. Per leggere e scaricare la Dichiarazione di conformità, visitare gg-doc.com/skytec. Il prodotto risulta conforme al regolamento (UE) 2016/425 sui DPI. Testato in conformità a EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 (radioactive contamination only). Attenzione: questo guanto non protegge dai rischi meccanici

NL - Nitril onderzoekshandschoen voor eenmalig gebruik. Poedervrij. Niet gemaakt van natuurlijk rubber latex. Getextureerde afwerking. Niet-steriel. Voorkomt allergieën van type I. De bescherming beperkt zich tot de hand. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt. Veroudering: bij opslag onder de aanbevolen omstandigheden zal het product geen verandering in chemische eigenschappen ondergaan tot 5 jaar na de productiedatum. De levensduur kan niet worden gespecificeerd en is afhankelijk van de toepassing en de verantwoordelijkheid van de gebruiker om nate gaan of de handschoen geschikt is voor het beoogde gebruik. Inspecteer de handschoenen vóór gebruik op defecten of onvolkomenheden. Onjuist gebruik van de handschoenen: de tactiele gevoeligheid en de beweeglijkheid zijn mind er bij slecht passende handschoenen; dit kan vermoeidheid in de handen en vingers veroorzaken. Een

verkeerde maat en een slechte pasvorm leiden tot mind er goede bescherming van de handen. Handschoenen aantrekken: kies de juiste handschoenmaat. Controleer de handschoen vóór elk gebruik op eventuele beschadigingen of vervuiling. Gooi ze weg als ze beschadigd of vervuild zijn. Handschoenen uittrekken: trek de handschoenen uit zodra u slijtage of beschadiging vasttek. Als de handschoen badekt is met een verontreiniging die niet te verwijderen is of die een potentieel gevaar inhoudt, is het raadzaam om beetje bij beetje afwisselend de linker- en rechterhandschoenen uit te trekken met de gehandschoende hand, zodat de handschoenen worden uitgetrokken zonder dat de verontreiniging in contact komt met de huid. Handhygiëne: voor een goede handhygiëne moeten de handen grondig worden gewassen voordat u de handschoenen worden aangetrokken en nadat de handschoenen zijn uitgetrokken. Gebruikte handschoenen moeten worden verwijderd door middel van verbranding of volgens de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten. Voor het inzien en downloaden van onze conformiteitsverklaring kunt u terecht op gg-doc.com/skytec. Het product voldoet aan de PBM-verordening (EU) 2016/425. Getest overeenkomstig EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 (radioactive contamination only). Waarschuwing: deze handschoen beschermt niet tegen mechanische risico's

PL - Jednorazowe nitrylowe rękawice diagnostyczne. Bezpydrowe. Nie zawierają lateksu naturalnego. Teksturowane wykończenie. Nieślówkowe. Zapobiegają alergiom typu I. Ochrona jest ograniczona tylko do dłoni. Jeśli wystąpi podrażnienie, należy zasięgnąć porady lekarza. Stawienie się produkt przechowywany zgodnie z zaleceniami nie zmienia swoich właściwości chemicznych przez okres do 5 lat od daty produkcji. Nie można określić okresu użytkowania, ponieważ zależy on od jego zastosowania i odpowiedzialności użytkownika za upewnienie się, że rękawice nadają się do tego zastosowania. Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem wad lub niedoskonałości. Niewłaściwe używanie rękawic: złe dopasowanie rękawic obniża czucie i sprawność manualną, mogą powodować zmęczenie dłoni palców. Niewłaściwy rozmiar i złe dopasowanie prowadzą do słabego ochrony dłoni. Zakładanie rękawic: wybierz odpowiedni rozmiar rękawic. Przed każdym użyciem rękawic sprawdź, czy nie są fizycznie uszkodzone lub zanieczyszczone. Wyrzuć je, jeśli znależysz jakiegdkwiek uszkodzenie lub zanieczyszczenie. Zdjmowanie rękawic: zdejmuj rękawice, gdy tyko zauważysz oznaki zużycia lub uszkodzenia. Gdy rękawica jest pokryta zanieczyszczeniem, którego nie można usunąć lub które stanowi potencjalne zagrożenie, zaleca się naprzemiennie zdejmowanie lewej i prawej rękawicy używając dłoni w rękawicy, tak aby rękawice zostały zdjęte bez kontaktu zanieczyszczenia ze skórą. Higiena rąk: aby zachować higienę rąk, przed założeniem po zdjęciu rękawic należy dokładnie umyć ręce. Użyte rękawice należy utylizować poprzez spalenie lub zgodnie z przepisami władz lokalnych. Deklaracja zgodności jest dostępna do pobrania na stronie gg-doc.com/skytec. Produkt jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej. Przetestowano zgodnie z normą EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 (radioactive contamination only). Ostrzeżenie: ta rękawica nie chroni przed zagrożeniami mechanicznymi

PT - Luva des cartêvel de exame de nitrilo. Isenta de pó. Não fabricada com látex de borracha natural. Acabamento texturizado. Não-estéril. Evita alergias tipo I. A proteção é limitada apenas à mão. Se surgir irritação, procure orientação médica. Obsolescência: - Quando armazenada conforme recomendado, o produto não sofrerá alteração nas propriedades químicas por até 5 anos a partir da data de fabrico. A vida útil não pode ser especificada e depende da aplicação e responsabilidade do utilizador para verificar a adequação da luva para o uso pretendido. Antes da utilização, inspecione as luvas quanto a defeitos ou imperfeições. Uso inadequado das luvas: - A sensibilidade tátil e a destreza diminuem com uma luva mal ajustada, o que pode provocar fadiga nas mãos e dedos. O tamanho errado e o ajuste inadequado conduzem a uma proteção deficiente das mãos. Colocação das luvas: - Escolha o tamanho de luva apropriado. Verifique se há danos físicos ou contaminação antes de cada uso da luva. Descarte se houver algum dano ou contaminante. Retirada da luva: - Remova a luva assim que notar desgaste ou dano. Quando a luva estiver coberta por um contaminante que não seja removível ou apresente um perigo potencial, é aconselhável retirar as luvas esqurda e direita alternadamente usando a mão enluvada para que as luvas sejam removidas sem que o contaminante entre em contacto com a pele. Higiene das mãos: - Para manter a higiene das mãos, lave bem as mãos antes de calçar as luvas e depois de retirá-las. As luvas usadas devem ser descartadas por incineração ou de acordo com a regulamentação das autoridades locais. Para aceder e baixar a Declaração de Conformidade, visite gg-doc.com/skytec. O produto está em conformidade com o regulamento EPI (UE) 2016/425. Testada de acordo com EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 (radioactive contamination only).

TR - Tek kullanımlık nitril kontrol eldiveni. Toz içermez. Doğal Kauçuk Lateksi ile Üretilmemiştir. Dokulu Yüzey. Steril Değildir. Tip I Alerjileri Önler. Koruma sadece el ile sınırlıdır. Tahriş durumunda tıbbi yardım alın. Eskime: -Önerilen şekilde depolandığında ürünün kimyasal özellikleri üretim tarihinden itibaren 5 yılakadard eğişmez. Hizmet ömrü belirtilmez ve uygulanmaya ve kullanıncının eldivenini kullanım amacına uygunluğunu tespit etme sorumluluğuna bağlıdır. Kullanımdan önce eldivenlerde herhangi bir kusur veya eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Uygunsuz eldiven kullanımı: - Ele tam oturmayan eldivenler dokunsal hassasiyet ve el becerisini azaltır, bu da ellerde ve parmaklarda yorgunluğa neden olabilir. Yanlış beden ve uyumsuzluk, el korunmasını azaltır ve eldivenler için tehlike oluşturur. Eldiven giyme: - Uygun eldiven boyutunu seçin. Eldiveni her kullandıan önce herhangi bir fiziksel hasar veya kirlenme olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar veya kirlenici varsa atın. Eldiven çıkarma: - Aşınma veya hasar gördüğünüz anda eldiveni çıkarın. Eldiven çıkarılmayan veya potansiyel bir tehlike arz eden birkirletici ileka planıldığında, eldiveni el kullananlar ksil ve sağ eldivenlerin dönüşümlü olarak çıkarılması tavsiye edilir, böylece eldivenler kirlenici ile temas etmeden çıkarılır. El Hijyeni: - El hijyenini korumak için eldiven giyenden önce ve eldivenleri çıkardıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kullanılmış eldivenler ya kılak veya yerel makamların yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir. Uygunluk Beyanına erişmek ve indirmek için lütfen gg-doc.com/skytec adresine gidin. Ürün, PPE yönetmeliği (AB) 2016/425 ile uyumludur. EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 (radioactive contamination only). 'a göre test edilmiştir. Uyan: Bu eldiven mekanik risklere karşı koruma sağlamaz

HI - एक बार के उपयोग वाले नाइट्राइल परीक्षण दस्ताने। पाउडर-मुक्त। पराकृतिक रबर लेटेक्स से निर्मित नहीं है। टेक्सचर की फनिश बाला। नैर-स्टाइल। टाइप I एलर्जी की रोकथाम करता है। सुरक्षा केवल हाथों तक सीमित है। यदि जलन हो तो मेडिकल सलाह लें। पुराना पड़ना:- अनुशंसा के अनुसार स्टोर करने पर उत्पाद के निरामण की तारीख से 5 साल तक रासायनिक गुणों में कोई बदलाव नहीं आएगा। सेवा जीवन तय नहीं किया जा सकता है और यह इसके नयित उपयोग के लिए इस दस्ताने की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए उपयोग और उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी पर निर्भर करता है। उपयोग करने से पहले, इस दस्ताने का निरीक्षण करें कि इसमें कोई खराबी या कमी न हो। अनुचित दस्ताने का उपयोग:- खराब फिटिंग वाले दस्ताने से संपर्क सेवदनशीलता और नपुणता कम हो जाती है, जिससे हाथों और उंगलियों में थकान हो सकती है। गलत साइज़ और खराब फिटिंग से हाथों की सुरक्षा पर गलत असर होता है। दस्ताने पड़ना:- दस्ताने का उचित साइज़ चुनें। इस दस्ताने के परत्यूक उपयोग से पहले किसी भी भौतिक कषत या संदूषण की जांच करें। यदि कोई कषत या संदूषण दिखे तो इसे हटा दें। दस्ताने उतारना:- जैसे ही आप दस्ताने को पहिने या कषतग्रिस्त होते देखें तो उसे हटा दें। जब दस्ताने पर कोई ऐसा दूषित पदार्थ पड़ा हो जो हटाने योग्य नहीं है या संभावित खतरा पैदा करता है तो सलाह दें जाती है कि उस दस्ताने वाले हाथ का उपयोग करते हुए बाएं और दाएं दस्ताने को बारी-बारी से उतारें ताकि उस दूषित पदार्थ के त्वचा के संपर्क में आए बनिा दस्ताने हटा दिए जाएं। हाथ की स्वच्छता:- हाथ की स्वच्छता बनाए रखने के लिए दस्ताने पहनने से पहले और दस्ताने उतारने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोएं। उपयोग किए गए दस्तानों को जलाकर या स्थानीय अधिकृत नयिमों के अनुसार नपिटाया जाना चाहिए। अनुपत्ता की घोषणा तक पहुँचने और डाउनलोड करने के लिए कृपया gg-doc.com/skytec पर जाएं। यह उत्पाद PPE वनियम (EU) 2016/425 के अनुपालन में है। EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 (radioactive contamination only). अनुसार परीक्षण किया गया है। चेतावनी: यह दस्ताना यांत्रिक जोखिमों से रक्षा नहीं करता है

AR - قاز ففص من النتريل للاستخدام مرة واحدة. خال من البودرة. خال من المخطط الطبيعي ملمس طبيعي. غير معقم. يمنع الحساسية من النوع الأول. تقتصر الحماية على اليد فقط. في حالة حدوث تهييج، اقم المساعدة الطبية. القامد:- عند التخزين على النحو الموصي به، لن يحدث أي تغير في الخواص الكيميائية للمنتج لمدة تصل إلى 5 سنوات من تاريخ التصريح لا يمكن تحديد عمر الافتراضي ويتوقف ذلك على الاستخدام ومسؤولية المستخدم من حيث التأكد من ملاممة القفاز للاستخدام المقصود. قبل الاستخدام، تأكد من أن القفازات بحالة جيدة وأن أي عيوب أو تلفيات المستخدم غير اللامت القفازات: - تخضع حساسية اللبس ومستوى الملمة عند استخدام قفاز غير ملائم، مما قد يؤدي إلى إلهق الديدن والفاصل. كما أن استخدام قفلي غير صحيح والارتداء الفاخر يؤدي إلى ضعف حماية الديدن. ارتداء القفازات: - اختر مقاس القفاز المناسب تحقق من عدم وجود أي أضرار محبة أو ثل قبل كل استخدام القفاز. تخلص من القفازات في حالة وجود أي تلف أو ثلوث. خلع القفاز: - اترع القفاز بمجرد أن تظهر عليه أي علامات للتلأكل أو التلف، إذا كان القفاز يشتمل على مادة مثولة غير قابلة للإزالة أو تمثل خطراً محتملاً فمن الأفضل إزالة القفازين الأيمن والأيسر بالثقل باستخدام اليد المشتملة على القفاز بحيث يتم إزالة القفازات دون ملامسة المادة المثولة لل بشرة نظافة الديدن: - للحفاظ على نظافة الديدن، اغسل يدك جيداً قبل ارتداء القفازات وبعد خلها. يجب التخلص من القفازات المستعملة عن طريق الحرق أو وفقاً للوائح المحلية. الوصل إلى إعلان الحماية وترتبه: - يرجى زيارة: gg-doc.com/skytec. التت متوافق مع لائحة معدات الحماية الشخصية (الاتحاد الأوروبي) 2016/425. وقد تم اختياره طبقاً للمواصفة (EN ISO 2142:02:020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010 (radioactive contamination only)). تحذير: هذا القفاز لا يحمي من المخاطر الميكانيكية.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE B



K P T

Degradation levels in dicatethe change inPuncture Resistance of the glove after exposure to the challenge chemical

EN ISO 374-5:2016



VIRUS

Products conforms to the requirements of: EU regulation 2016/425 of the European Parliament of the Council as Personal Protective Equipment (PPE). Type examination certificate Module B issued and Module D assessment carried out by: EU: SATRA Technology Europe Ltd, Bracktown Business Park, Clonee, Dublin, D15 YN2P, Ireland (Notified body No. 2777).

Intended: Medical and PPE Cat III

	Comply to MDR 2017/ 745 Class I
	2777 Comply to PPE Regulation 2016/425 Cat III

STATEMENT AND CAUTION Test results are taken from palm area of the glove. Glove performance quoted is based on laboratory data and may not reflect the actual duration of protection in the workplace due to the differentiation between mixtures and pure chemicals and other factors influencing the performance such as temperature, abrasion, degradation etc. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. There are no possible allergens within the glove that are known to cause harm to the wearer. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections.



GLOBUS



Manufacture

Globus (Shetland) Ltd, T2 Trafford Park, Twining Road, Trafford Park, Manchester, M17 1SH, UK | T: +44(0)161 877 4747 | www.globusgroup.com

Globus EMEA FZE, Jafza View 1, Office 2201, Jebel Ali, P O Box 6 1195, Dubai, United Arab Emirates | T: +971 4 882 9962

[EU] [REP]

Globus EMEA Ltd Authorized Representative in the European Community

Globus EMEA Ltd . 51 Dawson St. Dublin, DO2 AN25, Ireland



MADE IN CHINA